



ESTUCHES ESTUDIANTES MK-DENT

CUANDO LA CALIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE

KIT DE ESTUDIANTE MK-DENT 262

RUMAR
crezcamos juntos



TURBINA HE21K

- Sin luz
- Cabeza estándar
- 21W
- 4 orificios de spray
- Conexión KaVo® Multiflex

CONTRA ÁNGULO LE11

- Transmisión 1:1, azul
- Máx. 40.000rpm
- Para fresas de CA
- Irrigación interna
- Conexión INTRAMatic

ACOPLAMIENTO QC4014K

- Sin luz
- Conex. Midwest 4
- Conexión KaVo® Multiflex

MICROMOTOR AM1004

- Max. 20.000rpm
- Conex. 4 orificios
- Irrigación interna
- Cambio de dirección
- Conexión INTRAMatic

PIEZA DE MANO RECTA LB01W

- Transmisión 1:1, azul
- Máx. 20.000rpm
- Para fresas de PM
- Irrigación interna
- Conexión INTRAMatic

¡Garantía durante
toda la carrera!

Ref: 06-EES262
*I.V.A. NO INCLUIDO
P.V.P mínimo

870,00€



TURBINA HE21KL

- Con luz
- Cabeza estándar
21W
- 4 orificios de spray
- Conexión KaVo®
Multiflex

CONTRA ÁNGULO LE11

- Transmisión 1:1, azul
- Máx. 40.000rpm
- Para fresas de CA
- Irrigación interna
- Conexión INTRAmatic
- Cabeza separable**

ACOPLAMIENTO QC6016K

- Con luz LED
- Conex. Midwest 4
- Conexión KaVo®
Multiflex

MICROMOTOR AM1004

- Max. 20.000rpm
- Conex. 4 orificios
- Irrigación interna
- Cambio de dirección
- Conexión INTRAmatic

PIEZA DE MANO RECTA LB01W

- Transmisión 1:1, azul
- Máx. 20.000rpm
- Para fresas de PM
- Irrigación interna
- Conexión INTRAmatic

¡Garantía durante
toda la carrera!

Ref: 06-EES263
*I.V.A. NO INCLUIDO
P.V.P mínimo

995,00€