

MX2

PLUS



# EL PEQUEÑO PRODIGIO.

Nuevo diseño optimizado con imanes de última generación que aumenta las prestaciones del micromotor MX2 PLUS. El resultado es un equilibrio y un confort sin precedentes, más potencia y un control perfecto de la velocidad y del par.

« MAYOR POTENCIA.  
MÁS PAR. »



## POTENCIA BAJO CONTROL.

Una de las características principales de los micromotores de Bien-Air es su elevada potencia de salida con par constante para un uso eficaz y sin esfuerzo.



Infini Bien Air MX2 Plustamente  
pequeño.

**12%**  
**MÁS LIGERO\***



**15%**  
**MÁS PEQUEÑO\***

\*Que la anterior generación de MX2

« **NUEVO DISEÑO OPTIMIZADO.** »



**10.000  
CICLOS DE USO.**

MX2 PLUS se ha probado durante 10.000 ciclos de uso sucesivos; está diseñado para resistir a ciclos de esterilización repetidos, con el fin de responder a las exigencias más estrictas en materia de higiene.



### **CONTROL PRECISO.**

El mando electrónico Smart Logic™ registrado brinda a los micromotores Bien-Air una rotación continua y sin vibraciones con la que llevar a cabo los trabajos odontológicos de mayor precisión y meticulosidad.

### **LUZ LED.**

Mayor intensidad luminosa y temperatura de color optimizada que ofrecen un confort mejorado durante sus operaciones.

### **SIN MANTENIMIENTO.**

Los rodamientos de bolas de los micromotores de Bien-Air están engrasados de por vida eliminando la necesidad de lubricación tras el uso.



## MX2 PLUS

- Dimensiones  
Ø 21 x 44 mm
- LED con intensidad ajustable
- Rodamientos de bolas lubricados de por vida
- Acero inoxidable
- Garantía 3 años

MX2 PLUS REF 1600677-001

# WWW.BIENAIR.COM

S W I S S  M A D E

Descúbralo aquí

