



MESTRA



**CATÁLOGO DE
CLÍNICA**

2025

Índice

Articuladores	03
Útiles de clínica	05
Máquinas	19
Limpieza y desinfección	32
Mobiliario	42
Índice alfabético	47

Arquimedes profesional

Articulador tipo arcon

(semiajustable) **A7 PLUS**

Ref. 010099 Articulador + Estuche

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad. Diseño que proporciona mayor visibilidad.

- ✓ Semiajustable / Arcón.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Traba en céntrica.
- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.



Arquimedes protrusal

Articulador tipo arcon

(semiajustable) **A7 PLUS-E**

Ref. 010103 Articulador + Estuche

Similar al modelo Arquimedes Pro, posee guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Semiajustable / Arcón.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Guía condilar plana.
- ✓ Sistema de trabamiento bilateral.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en la posición abierta.
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos con muelle.



4.000 S

Articulador tipo arcon (semiajustable)

Ref. 010107 Articulador + Estuche

- ✓ Semiajustable / Arcón.
- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor).
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet.
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).



Arquimedes Junior

(semiajustable) **A7 FIX**

Ref. 010098 Articulador + Caja cartón

- ✓ Semiajustable / Arcón.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°.
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- ✓ Pin para soporte de la rama superior en posición abierta.



Arco Facial Estándar

Ref. 010102-50 CE Producto Sanitario

El arco facial **Estándar** es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



Arco Facial Élite

Ref. 010100-55 CE Producto Sanitario


El nuevo **Arco Élite** trae un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente.






Posee un conjunto de transferencia del arco que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, volviendo en proceso más práctico y estable.

Su apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital vuelve el registro aún más preciso. El arco es equipado con un sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) que facilita su manejo. Las aurículas son anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.















(L) 108 x (W) 65 x (H) 15 mm | 0,070 kg









(L) 40 x (W) 40 x (H) 39 mm | 0,118 kg



9 mm
9 mm
63 mm | 0,014 kg











Ref. 070491

(L) 320 x (W) 100 x (H) 113 mm	0,354 kg
 (L) 340 x (W) 135 x (H) 122 mm	0,490 kg




Ref. 070490


(L) 358 x (W) 85 x (H) 85 mm	0,777 kg
 (L) 373 x (W) 95 x (H) 95 mm	0,860 kg



Ref. 070000	 (100 u) (L) 420 x (W) 380 x (H) 240 mm	3,420 kg (100 u)
Ref. 070000-25	 (25 u) (L) 300 x (W) 180 x (H) 160 mm	0,742 kg (25 u)
Ref. 070001	 (100 u) (L) 420 x (W) 380 x (H) 240 mm	3,420 kg (100 u)
Ref. 070001-25	 (25 u) (L) 300 x (W) 180 x (H) 160 mm	0,742 kg (25 u)



NEW



NEW



NEW



NEW



(100 u.) (L) 555 x (W) 390 x (H) 335 mm | 12,330 kg (100 u.)



Ref. 070003 | (L) 230 x (W) 240 x (H) 58 mm | 0,345 kg



Ref. 070004 | (L) 290 x (W) 220 x (H) 75 mm | 0,425 kg



NEW






NEW




NEW

Ref. 100255	(L) 29 x (W) 29 x (H) 23 mm	0,005 kg u.
50 u.	 (L) 178 x (W) 150 x (H) 44 mm	0,289 kg- 50 u.
Ref. 100256	(L) 56 x (W) 44 x (H) 23 mm	0,011 kg u.
24 u.	 (L) 280 x (W) 235 x (H) 23 mm	0,318 kg- 25 u.







 (L) 380 x (W) 290 x (H) 130 mm Paking (100 u.) | 1,526 kg

 (L) 200 x (W) 200 x (H) 80 mm Paking (25 u.) | 0,246 kg

 (L) 380 x (W) 290 x (H) 130 mm | 1,526 kg




Ref. 100092 |  (L) 190 x (W) 100 x (H) 40 mm | 0,18 kg



 (L) 70 x (W) 50 x (H) 30 mm | 0,06 kg



 (L) 120 x (W) 75 x (H) 68 mm | 0,42 kg



Ref. 070515 |  (L) 255 x (W) 125 x (H) 4 mm | 0,09 kg



Ref. 100011-12-13 |  (L) 160 x (W) 54 x (H) 56 mm | 0,05 kg

Ref. 100014 |  (L) 180 x (W) 90 x (H) 65 mm | 0,07 kg



NEW




NEW






Ref. 100096 | (L) 215 x (W) 145 x (H) 75 mm | 0,32 kg




Ref. 100100	(L) 131 x (W) 75 x (H) 20 mm	0,09 kg
Ref. 100105	(L) 180 x (W) 105 x (H) 35 mm	0,24 kg
Ref. 100110	(L) 265 x (W) 105 x (H) 60 mm	0,35 kg



455 mm
300 mm
180 mm
4,8 kg






Ref. 100040	 (L) 150 x (W) 110 x (H) 36 mm	0,286 kg
Ref. 100041	 (L) 248 x (W) 248 x (H) 100 mm	0,774 kg
Ref. 100042	 (L) 300 x (W) 190 x (H) 55 mm	0,446 kg



(L) 400 x (W) 530 x (H) 440 mm | 13,5 kg








NEW








 (L) 330 x (W) 570 x (H) 400 mm | 24 kg







NEW



 (L) 550 x (W) 320 x (H) 620 mm | 20 kg



 (L) 520 x (W) 300 x (H) 360 mm | 3 kg



 (L) 480 x (W) 450 x (H) 710 mm | 14 kg



 (L) 370 x (W) 360 x (H) 530 mm | 9 kg

NEW



230 mm
290 mm
290 mm
KG 2,4 kg





230 mm
400 mm
345 mm
KG 2,4 kg



542 mm
336 mm
500 mm
KG 4,9 kg

NEW





Placas ∇ de 125 a 134 mm
Placas $\emptyset$ de 125 a 134 mm
(disponible adaptador para $\emptyset$ 120, no incluido)

 (L) 300 x (W) 270 x (H) 430 mm | 6 kg



NEW

Referencia	Dureza	Espesor	Cantidad	Peso	 (L) x (W) x (H) mm
080563	Duras	0.5 mm	50	0.6 kg	131 x 131 x 44 mm
080564	Duras	0.75 mm	25	0.4 kg	131 x 131 x 34 mm
080565	Duras	1 mm	25	0.6 kg	131 x 131 x 34 mm
080566	Duras	1.5 mm	25	0.9 kg	131 x 131 x 44 mm
080567	Duras	2 mm	12	0.5 kg	131 x 131 x 34 mm
080568	Blandas	0.5 mm	25	0.2 kg	131 x 131 x 15 mm
080569	Blandas	1 mm	12	0.2 kg	131 x 131 x 15 mm
080570	Blandas	1.5 mm	12	0.3 kg	131 x 131 x 34 mm
080571	Blandas	2 mm	12	0.4 kg	131 x 131 x 34 mm
080572	Bruxismo	3 mm	8	0.4 kg	131 x 131 x 34 mm
080573	Deportes	4 mm	6	0.4 kg	131 x 131 x 34 mm

Placas ∇ de 125 a 131 mm
Placas $\emptyset$ de 125 a 134 mm

 (L) 310 x (W) 270 x (H) 310 mm | 8,5 kg



NEW





Inox





 (L) 300 x (W) 300 x (H) 200 mm | 2 kg



 (L) 470 x (W) 430 x (H) 650 mm | 25 kg

NEW



(L) 280 x (W) 280 x (H) 200 mm | 4,62 kg



(L) 280 x (W) 275 x (H) 200 mm | 4,65 kg



(L) 260 x (W) 335 x (H) 215 mm | 5 kg



(L) 210 x (W) 193 x (H) 73 mm | 1,1 kg

NEW



NEW




NEW




NEW







NEW



NEW










icanCLAVE




(L) 690 x (W) 575 x (H) 525 mm | 51 kg





icanCLAVE



Steri. Date: 20200512 Exp. Date: 20200811 Batch No.: 00000000 Operator: Higienista Department: Sección esteril Nota: Prog. shuvalte ID: B119C032



NEW



(L) 500 x (W) 415 x (H) 245 mm | 8,7 kg

NEW











NEW







NEW

Inox

NEW

Inox

NEW


780 mm
400 mm
418 mm
12,5 kg
(L) 510 x (W) 420 x (H) 840 mm | 15 kg



770 mm
370 mm
490 mm
20 kg
(L) 575 x (W) 560 x (H) 845 mm | 25,5 kg





785 mm
405 mm
490 mm
11 kg
(L) 430 x (W) 520 x (H) 860 mm | 12 kg


NEW


(L) 480 x (W) 540 x (H) 840 mm | 21 kg



(L) 430 x (W) 520 x (H) 860 mm | 16 kg





--	--	--

Máquinas de vapor

Son ideales para labores de limpieza en los laboratorios dentales debido a su abundante caudal de vapor seco.

Ambos aparatos se suministran con medidor de nivel de agua y embudo.

Uso moderado

Referencia	100195	100196
Alto sin soporte	290 mm	280 mm
Alto con soporte	685 mm	680 mm
Ancho	235 mm	400 mm
Fondo	335 mm	325 mm
Peso	6.2 kg	11.3 kg
Potencia	1250 W	2250 W
Presión	4 bar	4 bar
Capacidad	3.5 L	5 L



Ref. 100195



Ref. 100196

Índice alfabético

Descripción	Página
ADERER, ALICATES.....	6
AGUA DESTILADA, DEPÓSITO.....	35
AIRE, PURIFICADOR.....	39
ALCOHOL, LAMPARILLA.....	9
ALGINATO, DEPÓSITO.....	27
ALGINATO, ESPÁTULA.....	5
ALGINATO, MEZCLADORA.....	27
ALGINATO, TAZA.....	5
ALGODÓN, DISPENSADOR DE ROLLOS.....	10
ALGODONERA.....	9
ALICATES.....	7
ALICATES, SOPORTE.....	6
AMALGAMA, APLICADOR.....	7
AMALGAMAS, MORTERO.....	7
ANGLE, ALICATES.....	6
ANILLO HÚMEDO, ASPIRACIÓN.....	29
ÁPICES, LOCALIZADOR.....	34
APLICADOR AMALGAMA.....	7
ARCO FACIAL.....	3
ARCO PORTA COFFERDAM.....	8
ARTICULADORES.....	3-4
ASPIRACIÓN.....	24-26
ASPIRACIÓN DE ANILLO HÚMEDO.....	29
ASPIRACIÓN EXTRAORAL.....	41
AUTOCLAVE 18D.....	36
AUTOCLAVE 3F.....	37
BALANZA.....	18
BANDEJA PORTA INSTRUMENTOS.....	14
BANDEJA PORTATRABAJOS.....	13
BARRA SOPORTE PARA BANDEJAS.....	13
BLANQUEAMIENTO, LÁMPARA.....	35
BOBINA PARA SELLADORA.....	38
BOLSA AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACIÓN.....	38
BOQUILLAS MEZCLADORAS.....	15
BOX DE PULIDO.....	22
CABINA HIGIENIZADORA UV.....	40
CAJA DE REPASO-TRABAJO.....	23
CAJA DE TRANSPORTE.....	12

Descripción	Página
CAJA PARA ENDODONCIA.....	14
CAJAS.....	11
CAJAS MODELOS DE ORTODONCIA.....	11
CAJAS ORTODONCIA.....	10
CAJAS PARA MODELOS.....	12
CAJAS PARA PLACAS DE ORTODONCIA.....	10
CAJAS PARA PRÓTESIS.....	10
CALENTADOR DE COMPOSITES.....	34
CALENTADOR PLACAS CERA.....	29
CALIBRADOR.....	17
CALYPSO.....	32
CÁMARA INTRAORAL.....	33
CARRO.....	43
CARRO ESCÁNER.....	43
CEMENTO, ESPÁTULA.....	6
CERA, INSTRUMENTOS PARA MODELAR PK THOMAS.....	6
CHORROS DE ARENA.....	23
CICLÓN.....	24
CLAMPS, PORTA.....	6
CLAMPS, TENAZA.....	6
COFFENDAM, ARCO.....	8
COMPOSITES, CALENTADOR.....	34
COMPRESORES.....	29
CONTENEDOR PARA MODELOS.....	11
CORDONES.....	10
CORTADOR DE GUTAPERCHA.....	34
CUBETAS PARA IMPRESIÓN.....	15-16
CUCHARA DOSIFICADORA.....	18
DAPPEN, VASOS.....	5
DECANTADORA.....	22
DEPÓSITO DE AGUA DESTILADA.....	35
DEPÓSITO ESTANCO PARA ALGINATO.....	27
DESCONTAMINADOR DE FRESAS.....	9
DESINFECTANTE, NEBULIZADOR.....	40
DESTILADOR - DESCALCIFICADOR.....	35
DISPENSADOR DE ROLLOS DE ALGODÓN.....	10
DISPENSADOR DE VASOS.....	10
DOSIFICADOR DE LÍQUIDOS.....	10

Descripción	Página
DOSIFICADORA, CUCHARA	18
ENDODONCIA, CAJA	14
ENDODONCIA, MOTOR	34
ENDODONCIA, REGLA CALIBRADO	14
EOLO	24
ESCAYOLA, ESPÁTULA	5
ESCUDO DE PROTECCIÓN RAYOS UV	16
ESPÁTULA ALGINATO	5
ESPÁTULA ESCAYOLA	5
ESPÁTULA PARA CEMENTO	6
ESPEJOS	5
ESPORAS, INCUBADORA	35
ESTERILIZACIÓN TENAZA	7
ESTERILIZACIÓN, RECIPIENTE FRESAS	9
EXTRAORAL, ASPIRACIÓN	41
FOX, PLANO	8
FILM PROTECTOR	38
FRESAS, ESTERILIZACIÓN	9
FRESAS, PINZA LIMPIEZA	8
FRESERO	9
GAFAS DE SEGURIDAD	16
GEMINI	24
GUTAPERCHA, CORTADOR	34
HORNO DE SECADO	28
IMPRESIÓN, CUBETAS	15-16
INCUBADORA DE ESPORAS	35
INSTRUMENTOS PARA MODELAR PK THOMAS	6
INTRAORAL, CÁMARA	33
IVORY, PERFORADORA DE DIQUES	6
LÁMINAS DE TERMOCONFORMADO	28
LÁMPARA DE BLANQUEAMIENTO	35
LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN LED.C	34
LÁMPARAS LED	44
LAMPARILLA DE ALCOHOL	9
LOCALIZADOR DE ÁPICES DPEX III	34
LUPA CABEZA	16-17
LUPA ILUMINADA	16-17
LUPAS	17
MAGNÉTICO, FRESERO	9
MAGNÉTICO, SOPORTE PORTAINSTRUMENTOS	5
MANGOS PARA ESPEJOS	7
MANGOS PARA PUNTA MORSE	7
MÁQUINAS	19
MARTILLO SACA CORONAS	7
MATHIEU, PINZA	6
MESA DE REPASO-TRABAJO	42
MEZCLADORA DE ALGINATO	27
MEZCLADORA DE SILICONAS	27
MICROMOTORES	30-31
MINI MÓDULO MICROCHORREADO	22
MORTERO PARA AMALGAMAS	7
MOTOR DE ENDODONCIA	34
MULHACÉN	19
NEBULIZADOR PARA DESINFECTANTE	40
NEGATOSCOPIO	18
OCLUSOR DOBLE GUÍA	4
ORIÓN	23
PELÍCULA DENTAL, PINZA	17
PERFORADORA DE DIQUES	6
PIE DE LÁMPARA	44
PINZA LIMPIA FRESAS	8
PINZA PELÍCULA DENTAL	17
PINZAS PARA SOLDADURA	16
PISTOLA DISPENSADORA DE SILICONA	15
PISTOLA MICROCHORREADO	22
PK THOMAS INSTRUMENTOS PARA MODELAR	6
PLACAS DE TERMOCONFORMADO	28
PLANO DE FOX	8

Descripción	Página
PLASTPRESS	28
PORTA CLAMPS	6
PORTA FRESAS	9
PORTAMATRICES	7
PROTECTOR FACIAL	16
PULIDORA	22
PURIFICADOR DE AIRE	39
RECIPIENTE PARA LA ESTERILIZACIÓN DE FRESAS	9
RECORTADORA DE MODELOS	19-21
REGLA CALIBRADO DE LIMAS DE ENDODONCIA	14
RETRACTOR LABIAL	8
REVELADORA MANUAL	17
SCHWARZ, ALICATES	6
SECADO, HORNO	28
SELLADORA DE BOLSAS	38
SEPARADOR DE MEJILLAS	8
SERVILLETEROS	8
SILICONAS, MEZCLADORA	27
SILLA PARA PUESTO DE TRABAJO	42
SIROCCO	25
SOLDADURA, PINZAS	16
SOPORTE BANDEJAS, BARRA	13
SOPORTE PARA INSTRUMENTOS	6
SOPORTE PORTA ALICATES	6
SOPORTE PORTAINSTRUMENTOS MAGNÉTICO	5
TAZA PARA ALGINATO	5
TENAZA PARA CLAMPS	7
TENAZA PARA ESTERILIZACIÓN	7
TERMOCONFORMADO, LÁMINAS	28
TERMOCONFORMADORA	28
TERMOPLAST	28
TITAN, VAPORETAS	45
TRANSPORTE, CAJA	12
ULTRASONIDOS SOBREMESA	32
ULTRASONIDOS, BAÑO	32
UV, CABINA HIGIENIZADORA	40
UV, ESCUDO DE PROTECCIÓN	16
UV, GAFAS DE PROTECCIÓN	16
VAPORETAS	45-46
VASOS DAPPEN	5
VASOS, DISPENSADOR	10
VIBRADORES	22
WALDSACHS, ALICATES	6
WEINGART, ALICATES	6
ZOCALADORES	7



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003