

DF DentaFlux

Catálogo Dentaflux / Dentaflux Catalog

ÁCIDOS GRABADORES / ETCHING GEL

Ácido fosfórico 37% en gel tixotrópico para grabado de esmalte y dentina. Formulados con diferentes viscosidades adecuadas para permitir una fácil aplicación así como un rápido lavado. La formulación azul es algo más fluida. Disponibles en color azul y verde. En jeringas con 1,5 g, 3,5 g y 12 g. Más abajo están los estuches estándar disponibles. Presentaciones a medida bajo petición.

Phosphoric acid 37% in thixotropic gel for dentin and enamel etching. Specifically formulated in different states of viscosity, suitable for a perfect application and also for a fast cleaning. The blue formula is slightly more fluid. You can find the available standard cases below. Non-standard presentations and private label available.

Ácido Fosfórico Dentaflux 37% Etching Gel Phosphoric 37%



1 jeringa 12gr + 6 puntas. Verde (A)

Ácido Fosfórico Dentaflux 37% Etching Gel Phosphoric 37%



4 jeringas 3.5gr + 6 puntas. Verde (A3)

Ácido Fosfórico Dentatech 37% Etching Gel Phosphoric 37%



2 jeringas 3.5gr + 12 puntas. Verde (A3D)

Ácido Fosfórico Dentaflux 37% Etching Gel Phosphoric 37%



3 jeringas 3.5gr + 12 puntas. Azul (A3Z)

Ácido Fosfórico Dentaflux 37% Miniacid Etching Gel Phosphoric 37% Miniacid



4 jeringas de 1.2ml + 6 tips. Azul (AM)

Maxi Maxi



1 jeringa 60g + 2 jeringas 3,5gr + conector + 24 puntas (AG)

Ácido Fluorhídrico 20% Hidrofluoric Acid 20%



2 jeringas 3ml (AF)

BLANQUEAMIENTO / WHITENING

Blanqueamiento Dentatech Dentatech whitening



Gel de peróxido de carbamida 16% de alta viscosidad
16% Carbamide peroxide high viscosity gel
6 jeringas 3ml, un portaférulas (BD)

Protector gingival Soft protect



Protector para blanqueamientos
Gums protector in whitening process
4 jeringas de 1,2ml (PG)

PROFILAXIS / PROPHYLAXIS

Cepillos de nylon blanco o de colores
Nylon brushes, white or colorful



100 uds blanco (100C),
100 uds color (100CCOL), 10 uds blanco (10C)

Copas de goma
Prophy cups



100 uds (100CO), 10 uds (10CO)

Pasta de profilaxis
Prophylaxis paste




Abrasividad media. Mentolada
Medium gride. Mint flavour
120 gr. (PL)

Cubetas de flúor doubles premium
Fluoride trays premium



50 uds grandes (FDG),
50 uds medias (FDM), 50 uds pequeñas (FDP)

Cubetas de flúor doubles económicas
Fluoride trays economic



50 uds grande (FDGE),
50 uds medias (FDME), 50 uds pequeñas (FDPE)

Flugel. Gel de flúor tixotrópico
Flugel. Fluoride gel tixotropic

1,23% F - 60 segundos / 60 sec.

1000 ml (GFF/GFM/GFN/GFL)

500 ml (GF5F/GF5M/GF5N/GF5L).

Disponible en fresa / menta / naranja / limón



RETRACCIÓN / RETRACTION

Hilos de retracción trenzados
Retraction cords

Non impregnados. 1,82 metros de longitud.

Non impregnated. Knitted. Length 1,82mt.

Grosor: 000 (HIL000),

00 (HIL00), 0 (HIL0), 1 (HIL1), 2 (HIL2)



Alusol
Alusol

Solución de cloruro de aluminio 20%. Retractor para
impregnar hilos de retracción.

*Solution to impregnate retraction cords. Aluminum chloride
20%.*

Bote 20ml (ALU)



Hemecor
Hemecor

Sulfato férrico. Hemostático y astringente.

Ferric sulfate haemostatic and astringent.

Bote 20ml líquido (HEM)



ENDODONCIA / ENDODONCY

Diques de goma medios mentolados Mentholated rubber damm medium



36 uds (DM)

Cavitine Cavitine



Cemento de óxido de cinc para obturación provisional
Zinc oxide cement autocure for temporary fillings

Bote de 38 gr (CAV)

Q Crema Q Cream

Crema de EDTA 15% con peróxido de carbamida. Diseñado para burbujear al contacto con hipoclorito y así ayudar a la eliminación del barrillo dentinario. Totalmente lavable, no deja residuo y con textura suave no terrosa

EDTA 15% with carbamide peroxide. Produce bubbles when gets in contact with sodium hypochlorite to help removing the smear layer.

Absolutely washable, does not leaves residues when rinsed. Creamy texture not sandy

2 jeringas de 3ml (QCR)



Q Solución EDTA Solution

Solución neutralizada de EDTA 15%. Reblandece rápidamente el canal y permite una instrumentación más simple. Tras su uso, el canal se debe aclarar con agua o hipoclorito de la forma habitual. También puede usarse para limpieza de muñones tallados

Neutralized EDTA 15%. It softens quickly the dentin and lets the instrumentation easier. After using Q solution the canal must be rinsed in the usual way. Also is suitable to clean cores

Bote de 20 ml (QSO), 100 ml (QSO100)



Hipoclorito sódico Sodium hypochlorite



5,25% concentración
Bote 250 ml (HIP)

Gutasol y Eucaliptol Gutasol y Eucaliptol



Se utiliza para reblandecer la gutapercha
It is used to soften gutapercha

Xilol puro 20ml (GUT), Eucaliptol puro 20ml (EUC)

Discos de espuma Foam disks



Para organizar limas de endodoncia
For endo organizers

25 uds de 1 cm (DE1), 50 uds de 0,5cm (DE5)

DESINFECCION/ DISINFECTION

Alato superficies Alato Surface disinfectant



Basado en alcohol. Amplio espectro
Alcohol based. Wide spectrum
750ml (ALA), 5.000ml (ALA5)

Cleaner Cleaner



Limpiador específico para manchas en ropa producidas por sales metálicas.

Cleaner for developer stains
100ml (Q)



CEMENTOS Y RESINAS / CEMENTS AND RESINS

Zoe-T
Zoe-T

Cemento de óxido de zinc y eugenol para su uso como fondo de cavidad o como cemento provisional

Zinc oxide and eugenol cement for cavity floor or provisional cement

40gr óxido zinc + 20ml eugenol (ZOE-T)



Barniz de copal
Copal varnish



20ml (CD)

Eugenol
Eugenol



20ml (EUG)

Flouroseal
Flouroseal



Resina de hidróxido de apatita para fondo de cavidad
Apatite hydroxide for cavity floor
4 jeringas 1,2ml (F).

ORTODONCIA / ORTODONCY

Brackets roth
Brackets roth

Set de 20 uds. con hook
Roth brackets with hook: set 20uds
18", 22" (BR18H, BR22H)
18", 22" cerámicos (BR18HE, BR22HE)



Arcos de nitinol
Nitinol archs

Superelásticos. Disponibles superior e inferior, redondos y cuadrados

Superelastic. Available upper, lower and coated

10uds (ARN)



Tubos ortodoncia
Ortodoncy tubes

Tubos cementado directo
Edge Wise 4 uds. (TEW1BS)
Roth 4 uds. 22" bondable (TR1BCS)



Ligaduras
Ties

1040 uds transparente (LT), color plata (LG), colores surtidos (LC)



Cadeneta
Power chain

Continua (CC), estrecha (CE)



ADAPTACIONES TERMOPLÁSTICA/ VACUM FORMER

The Machine
The Machine



Máquina de adaptaciones termoplásticas, CE
Vacuum former machine, CE
2 años de garantía (M)

Máquina Yu Yin
Yu Yin vacuum former machine



Más económica para planchas más finas
(MC)

PLÁSTICOS DISPONIBLES PARA...

Referencia	Uso	Nombre	Grosor
060R	Plancha Base / Base Plate	060 Blancas	1,5 mm
125AZ	Cubeta individual / Single tray	125 Blancas	3,0 mm
020T	Provisionales / Provisionals	020 Temp. Splint	0,5 mm
040CL	Retenes de ortodoncia / Othodontic retainers	040 Clear	1,0 mm
060CL	Retenes de ortodoncia / Othodontic retainers	060 Clear	1,5 mm
080CL	Retenes de ortodoncia / Othodontic retainers	080 Clear	2,0 mm
120CL	Férulas de descarga rígidas / Splints	120 Clear	3,0 mm
040M	Blanqueamiento, fluorización / Whitening and flouride	040 Mouthguard	1,0 mm
060M	Blanqueamiento, fluorización / Whitening and flouride	060 Mouthguard	1,5 mm
080M	Blanqueamiento, fluorización / Whitening and flouride	080 Mouthguard	2,0 mm
120M	Férulas de descarga y ortodoncia elástica / Elastic splints	120 Mouthguard	3,0 mm
150M	Férulas de descarga y ortodoncia elástica / Elastic splints	150 Mouthguard	4,00 mm
DLG	Férulas de bruxismo blandas-duras / Soft and hard bruxism splints	Dual Laminate Guesa	2,0 + 1,0 mm

Mouthguard
Mouthguard



Clear
Clear



PRODUCTOS VARIOS / OTHER PRODUCTS

Mascarillas planas Face masks



Con gomas azules (MPGA),
con gomas verdes (MPG), con cintas (MPC)

Vasos Dappen Dappen glasses



Azules (VDA), transparente (VDT), verdes (VDV)

Bastones de aplicación Applicators



100uds cortos+mango (BA), largos extrafino (BA0), largos fino (BA1), largos regular (BA2)

Cubetas no perforadas Rim lock trays

Kit 10uds (C10NP)

Superiores: Nº 1 (C1SNP), Nº 2 (C2SNP), Nº 3 (C3SNP),
Nº 4 (C4SNP), Nº 5 (C5SNP)
Upper

Inferiores: Nº 1 (C1INP), Nº 2 (C2INP), Nº 3 (C3INP),
Nº 4 (C4INP), Nº 5 (C5INP)
Lower



Lubricante universal Universal lubricant



Para turbinas
For turbines
500ml (SP)

Espejos dentales rosca Mouth mirrors screw



12 uds. Nº5 planos CS (ES5P), Nº5 planos SS (ES5SS), Nº5
rodio CS (ES5RCS), Nº5 rodio SS (ES5RSS)

Cepillo brite Brite brush



Marrón blando (CSBM), rojo duro (CSBR)

Fundas Rx fósforo Phosphorus bags



300 uds Nº2 3x4xmm (RX34),
100 uds Nº0 2x3xmm (RX23)

Puntas para Spray en aluminio Tips for spray cans



Multiflex (SPK), sin acople rápido (SPR),
para contra ángulo (SPCA), para turbina Sirona (SPN)

Disco de corte de plásticos Cutting disk for thermoforming plastics



(DCP)

DF DentaFlux