

Escaneo fácilmente

con mi **HERON™** IOS

**SIMPLY
SCAN**

**2
CLICKS
PARA INICIAR**

**2
MINUTOS
PARA ESCANEAR**

**2
SEGUNDOS
PARA VERIFICAR**



Scan&Tell - El centro de comunicación



3DISC Taking Digital Beyond

"Hoy en día, utilizo **OVO** con todos mis pacientes!"

Dr Adolfo Lopes,
DDS, MSc, PhD



The Scan&Tell communication-hub



*Solución integral para imágenes
2D, escaneos 3D. Comunica,
enseña, haz.*


3DISC Taking Digital Beyond



« Con el examen preliminar, OVO se convierte en el centro del diálogo con cada uno de mis pacientes. »

Dr Adolfo Lopes,
DDS, MSc, PhD

El OVO se posiciona como el centro de comunicación con los pacientes. Equipado con una tableta y Scan&Tell, el dentista puede mostrar y explicar opciones al paciente, lo que permite aumentar la tasa de aceptación de los tratamientos. Las imágenes 2D y los escaneos 3D facilitan la explicación de diferentes posibilidades al paciente.





Con un solo gesto y en una única pantalla, OVO se convierte en el centro de la clínica

Una integración perfecta de escáner intraoral, cámara intraoral y centro de comunicación.


Los escáneres intraorales nunca se han colocado en el centro de la clínica. 3DISC reinventa el producto para ser la sinergia de integración perfecta entre Odontólogos, Pacientes y Laboratorios. Las numerosas funciones proporcionadas ayudarán a los dentistas a poner el OVO en el centro de su práctica diaria.



“Utilizo 3DISC Scan&Tell con mis pacientes como herramienta de planificación de tratamientos”


Dr Maraghy
DDS, MSc, PhD

3DISC Scan&Tell viene equipado con la función de examen preliminar, monitoreo bucal y diseño de sonrisa, con el objetivo de ayudar al dentista a monitorear la evolución del paciente a lo largo del tiempo, planificar tratamientos y dialogar con el paciente.




DISEÑO DE SONRISA

Un enfoque simplificado para discutir posibles opciones con el paciente y aumentar la tasa de aceptación de tratamientos.



MONITOREO BUCAL

Guía al dentista a observar los cambios a lo largo del tiempo en la boca del paciente.



EXAMEN PRELIMINAR



La herramienta definitiva para comentar y enseñar las condiciones clínicas detectadas con el objetivo de mejorar el diálogo entre dentista y paciente y promover la confianza.

“3DiscClinic Software me guía y asegura en mis escaneos, incluso en casos severos.”

Adolfo Coelho
de Oliveira Lopes,
DDS, MSc, PhD


MAPA DE CALIDAD

Una herramienta exclusiva que permite comprobar instantáneamente la calidad del escaneo y volver a escanear en vivo si es necesario para completar la impresión.




HOLGURA OCLUSAL

Esta herramienta le ayuda a comprobar la holgura antes de exportar el caso para ayudarle a tratar a sus pacientes con coronas y puentes de forma eficaz y predecible.




CAPTURA DE PANTALLA EN VIVO

La herramienta de captura de pantalla en vivo le permite tomar capturas de pantalla durante el proceso de escaneo, para incluirlas en la revisión del caso y la exportación final, lo que permite identificar áreas problemáticas y monitorear el progreso del tratamiento. Adicionalmente, proporciona información valiosa a los técnicos sobre la textura del diente, definiciones de márgenes, etc.



SOCAVADURAS

Le ayuda a verificar y determinar la calidad de su preparación para garantizar un ajuste ideal para la restauración.



MEDICIÓN



Esta herramienta le ayuda a medir la distancia entre dos puntos con precisión. Se puede utilizar para tratamientos de ortodoncia:

- Diagnóstico inicial
- Planificación del tratamiento
- Seguimiento del progreso del tratamiento
- Evaluación del resultado del tratamiento



SECCIÓN TRANSVERSAL


Amplíe la imagen 2D haciendo clic en el icono de maximizar ubicado en la esquina superior derecha de la imagen 2D. Esta acción mostrará las imágenes 2D y 3D una al lado de la otra.



MODEL STUDIO

La herramienta de modelo de estudio utiliza tecnología de inteligencia artificial para generar rápidamente modelos dentales en cuestión de minutos a través de un flujo de trabajo fácil de usar. Estos modelos STL se producen automáticamente a partir de escaneos 3DISC con un solo clic.



Varias herramientas en la barra de sección transversal están diseñadas para mejorar su vista 3D al permitirle cortar el modelo a lo largo de la línea de sección transversal que ha dibujado.



Users have the choice between

Modelo base

Modelo lleno



software
3DiscClinic

Fly^{AI}

Tan Rápido. Tan Fluido. Tan Fly^{AI}

- Conozca FlyAI, la innovadora actualización de nuestro escáner, que transforma la manera en que la información del escaneo se une sin inconvenientes.
- Fly^{AI} es una característica nueva e interesante diseñada para reducir significativamente los errores de 'stitching', lo que lo distingue de otros escáneres.
- La funcionalidad de FlyAI permite un escaneo más sencillo y mejor tanto para principiantes como para usuarios experimentados.

“ FlyAI es una herramienta increíble. Permite un escaneo más fluido al excluir elementos no esenciales, como labios, mucosa bucal, guantes u otros instrumentos. Esto mejora enormemente la experiencia de escaneo y da como resultado archivos finales más limpios. ¡Con FlyAI el escaneo se vuelve más sencillo que nunca!

Dr. Adolfo Lopes



“ La nueva función de IA integrada en OVO facilita el proceso de escaneo y mejora la velocidad del escaneo diario. La experiencia con el nuevo FlyAI será perfecta.


Dr. Alberto Mori

“ Después de casi dos años de utilizar el escáner intraoral Heron 3DISC, la implementación de FlyAI en el software ha cambiado las reglas del juego. El programa es increíblemente sofisticado y permite un escaneo ultrarrápido, preciso y sin errores. En general, estoy completamente impresionada y puedo decir con seguridad que FlyAI ha superado mis expectativas.


Assistant professor
Dr. Julija Zarkova Atanasova,
prosthodontist

“ ¡Esto es simplemente increíble! ¡Todo el crédito para el equipo de I+D de 3Disc! Cuando escaneo, el software ignora que los guantes, los labios, la lengua y las mejillas se registren inadvertidamente. ¡Hace la vida aún más fácil con mi escáner 3DISC!

Dr. Tanzeem Raees



Fly^{AI} ACTIVADO



Fly^{AI} DESACTIVADO



Un nuevo concepto, un nuevo hardware,
una nueva experiencia de escaneo

Incorporación de imágenes 2D e impresiones
3D con un centro de comunicación,
Scan&Tell, para crear una nueva experiencia
de comunicación entre el odontólogo y el
paciente.



3DISC un equipo global dedicado a llevar a la odontología digital al siguiente nivel

