

miglionico

DENTAL EQUIPMENT



DENTAL EQUIPMENT





ERGONOMÍA Y FUNCIONALIDAD AL ALCANCE DE TU MANO

VERSATILIDAD DE CONFIGURACIÓN

El N1L está equipado con una bandeja del operador instalada sobre un brazo con rotación de 180°. La bandeja es fácil de mover gracias al práctico mango delantero. Gracias a su amplitud de movimiento, el equipo es perfecto para trabajar a dos o cuatro manos. La bandeja está predispuesta para hasta cinco instrumentos y está equipada con una alfombrilla de silicona autoclavable donde apoyar una bandeja porta instrumentos. El panel de control con tecnología táctil capacitiva permite gestionar todas las funciones del equipo y del sillón. Los instrumentos están alojados en colgadores removibles y autoclavables con sensores de activación automática.



Versatilidad de configuración



Ref. NIL23

CONFIGURACIÓN
BÁSICA

CONFIGURACIÓN CON
LÁMPARA OPERADOR
+ GRUPO HÍDRICO



Ref. NIL23 + ref. NGIPN




Ref. NIL23 + ref. NOLP


**CONFIGURACIÓN
CON LÁMPARA
OPERADOR**



**CONFIGURACIÓN
CON LÁMPARA
OPERADOR +
GRUPO HÍDRICO +
BRAZO AUXILIAR**



Ref. NIL23 + ref. NGIASPN



1. LLENADO DE VASO CON AGUA FRÍA + AGUA A LA ESCUPIDERA
2. LLENADO DE VASO CON AGUA CALIENTE + AGUA A LA ESCUPIDERA
3. POSICIÓN DE ENJUAGUE

4. ACCIONAR INSTRUMENTO CON AGUA ESPRAY
5. LLAMAR ASISTENTE / ABRIR PUERTA
6. MEMORIZAR POSICIÓN
7. POSICIÓN DE TRENDELENBURG

8. ENJUAGUE ESCUPIDERA
9. LLAMAR MEMORIA
10. MOVIMIENTOS SILLÓN
11. INVERSIÓN SENTIDO DE ROTACIÓN MICROMOTOR
12. LÁMPARA OPERADOR

Respaldo Adaptativo

Es posible escoger como opción el respaldo con recorrido vertical motorizado, controlable desde el panel de control, para garantizar el posicionamiento correcto de la cabeza de los pacientes, tanto **pediátricos** como **adultos**, en el reposacabezas.



TALL

MEDIUM

SHORT

Sillón



RESPALDO ESTÁNDAR



RESPALDO XL ESPUMA DE MEMORIA


El sillón ha sido diseñado para ofrecer confort y ergonomía de trabajo, y está recubierto de cuero Skai médico para una simple desinfección. El movimiento sincronizado de respaldo y asiento asegura un confort óptimo y evita el efecto de deslizamiento. El respaldo anatómico y con soporte lumbar está disponible en dos versiones: **estándar**, para todas las ergonomías de trabajo, y **wide con espuma de memoria** para cirugía y mayor confort para el paciente, ideal para tratamientos más largos.

Colores

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



Pedales

El pedal es sólido y bien equilibrado con una base de acero inoxidable que garantiza la máxima estabilidad durante el uso. Está equipado con una práctica asa retráctil para ser desplazado con facilidad. Disponible en la versión estándar o push, las dos con cable o inalámbricas.



ESCANEE
EL CÓDIGO QR
PARA VER NUESTRO
CATÁLOGO



Miglionico S.r.l.
Via Molise, Lotti 67/68 Z.I.
70021 - Acquaviva delle Fonti (BA) ITALY
P. Iva: 05306940726
Tel +39 080 759552
www.miglionico.es



Informaciones generales
exportaciones:
export@miglionico.net

Asistencia técnica:
service@miglionico.net

Dep.to logística:
logistic@miglionico.net

Para otras cuestiones:
info@miglionico.net



Language