



starline

ofertas

Mayo/Agosto 2023



ahorro eficaz

COMPOSITES

MICROHÍBRIDO

- Liberación de flúor.
- Buen modelado y adaptación a la preparación.
- No es sensible a la luz ambiente.
- No se adhiere al instrumental.
- Excelente acabado con alto brillo.
- Radiopaco.

4S KIT

VE64430

- Contenido:
- 4 jeringas de 4,5 g: A2, A3, A3.5 y B2.
- 7 ml de Adhesivo multi-usos fotocurable para dentina/esmalte.
- 1 jeringa 4 g de Gel grabador con ácido fosfórico al 37%.
- 5 puntas dispensadoras.
- 15 pinceles aplicadores.
- 1 espátula-porta pinceles.
- 2 mezcladores.



-60%

~~136,71 €~~
74,69 €
El kit



JERINGAS REPOSICIÓN DE 4,5 G



-55%

~~37,34 €~~
16,80 €
La jeringa

A2	VE64434
A3	VE64435
A3,5	VE64436

FLUIDO

- Composite de micropartícula con un 67% de relleno inorgánico.
- Radiopaco.
- Liberación de flúor.
- Baja contracción.
- Resistencia a la compresión 290 Mpa.

4S KIT

VE64402

Contenido:

- 4 jeringas de 2 g: A2, A3, A3.5 y B2.
- 20 puntas dispensadoras.

~~88,20 €~~
39,69 €
El kit

JERINGA DE 2 G

A1	VE64403
A2	VE64404
A3	VE64405



-55%

~~28,47 €~~
12,79 €
La jeringa

ETCHANT GEL

- Gel grabador con ácido fosfórico al 37%.
- Sin sílice.



SF KIT

VE60212

- 4 jeringas 1,2 ml etchant.
- 8 puntas dispensadoras.

-60% ~~26,43 €~~
10,55 €
El kit



JERINGA DE 50 ML

VE60208

- Gel 50 ml.
- 3 agujas dispensadoras.
- 50 puntas dispensadoras.



-60% ~~81,18 €~~
32,45 €



ADHESIVO

VE60545

- Adhesivo multi-usos fotocurable de quinta generación.
- Hidrófilo. Óptimo para técnica dentina húmeda.
- Bote de 7 ml.

-75% ~~78,69 €~~
19,65 €

CEMENTO

TEMPORAL

VE62505

- Cemento provisional sin eugenol.
- Baja solubilidad y excelente sellado marginal.
- 1 jeringa automix de 6 g y 5 puntas de mezcla.

-40% ~~36,49 €~~
21,89 €



DUAL

VE62242

- Cemento dual de ionómero de vidrio en base a resina.
- Libera flúor.
- Polimerización dual.
- Para cementación definitiva.
- 1 jeringa automix de 10 g, 5 puntas de mezcla y 5 puntas intraorales.


-35% ~~56,47 €~~
36,69 €



ROLLOS ESTERILIZAR

5 cm x 200 m	VE13002	15,06 €	-10%	13,55 €
7,5 cm x 200 m	VE13004	19,17 €		17,25 €
10 cm x 200 m	VE13006	27,38 €		24,65 €

El rollo



- Testigo de esterilización para la verificación del proceso.



BOLSAS AUTOADHESIVAS

- Testigo de esterilización para la verificación del proceso.
- Caja 200 unidades.

5,7 x 13,3 cm	VE13201	5,68 €	-10%	5,09 €
7,5 x 25 cm	VE13204	8,67 €		7,80 €
9 x 23 cm	VE13205	8,67 €		7,80 €
13,5 x 28,3 cm	VE13207	13,54 €		12,19 €

La caja

GASAS COMPRESAS QUIRÚRGICAS

VE31202

1,52 €
El paquete

- Tejido-No Tejido. 5x5 cm.
- Alta capacidad de absorción.
- Gramaje: 30 g/m².
- Paquete de 200 unidades.



BATAS DESECHABLES

- Puño elástico.
- Color azul.
- 10 unidades.



M VE36325-D
L VE36325-E

-10%
13,41 €
12,05 €
El paquete

TALLA ESTÉRIL

- Talla estéril, impermeable y de dos capas.
- Color azul.



M: 50x75cm (100 uds)	VE36352	104,40 €	-35%	67,85 €
L: 75x90cm (50 uds)	VE36353	82,10 €		53,35 €

El paquete

GAFAS PROTECTORAS

VE97044

3,28 €
La unidad



COFIA BOUFFANT

VE36341-Z

- Cofia elástica.
- Color azul.
- Bolsa 100 unidades.



5,94 €
El paquete

GUANTES



NITRILO

- Fabricados 100% en nitrilo.
- No contienen polvo.
- Dedos con superficie microtexturada antideslizante para un mejor agarre sin pérdida de sensibilidad táctil.
- Caja de 100 unidades.

Extra-Pequeña	VE33542
Pequeña	VE33544
Mediana	VE33546
Grande	VE33548

-35% ~~6,64 €~~
4,29 €
La caja



LÁTEX

- 100% látex.
- Buena sensibilidad al tacto.
- Ligeramente empolvados.
- Caja de 100 unidades.

Extra-Pequeña	VE33502
Pequeña	VE33504
Mediana	VE33506
Grande	VE33508

-30% ~~6,38 €~~
4,45 €
La caja

BABERO CON CINTAS DE PAPEL

VE32011



- Color verde.
- Tamaño: 50x60cm.
- Paquete de 100 unidades.

-50% ~~8,90 €~~
4,45 €
El paquete

MASCARILLAS RECTANGULARES

VE34002

- Triple capa.
- Color azul.
- Caja de 50 unidades.



-28% ~~3,17 €~~
2,29 €
La caja

MICRO APLICADORES

- Envase dispensador de 100 unidades.



Fino	VE69542	3,82 €
Regular	VE69523	El envase

PINCELES APLICADORES DESECHABLES

VE69514

- Duros y suaves. Finos y extrafinos.
- 4 x 100 pinceles. 2 mangos.

18,87 €
La bolsa



MANGOS PARA PINCELES APLICADORES

VE69528

- Bolsa de 10 unidades.

4,76 €
La bolsa



CUBETAS IMPRESIÓN

- Fabricadas en plástico rígido de color azul.
- Bolsa con 10 cubetas.



-10% ~~3,35 €~~
2,99 €
La bolsa

Superiores	Grande	VE03060
	Mediano	VE03062
	Pequeño	VE03064
Inferiores	Grande	VE03061
	Mediano	VE03063
	Pequeño	VE03065
Parciales - Surtido		VE03068
Surtido		VE03069

RETRACTOR DE MEJILLAS

- Disponible para adulto y niño.
- Blistér de 2 unidades.

Adulto	VE40245
Niño	VE40246



0,17 €
El blister



CUBETAS PARA FLÚOR

- Bolsa de 50 unidades.

-20% ~~14,20 €~~
11,35 €
La bolsa

Pequeñas - Verdes	VE90722
Medianas - Amarillas	VE90723
Grandes - Azules	VE90724

ESPEJOS MONOUSO

VE42925

- 100 unidades embolsadas individualmente.



14,15 €
La bolsa

PASTA PROFILAXIS



- Bote de 100 g.

Sabor Frambuesa	Grano Grueso	VE90590
Sabor Naranja	Grano Medio	VE90591

-25% ~~12,13 €~~
9,09 €
La unidad

CEPILLOS PROFILAXIS



• Cepillos blancos

VE90389

- Cepillos de nylon.
- Caja de 100 unidades.



• Cepillos Mini

- Cepillos de nylon.
- Caja de 100 unidades.

En punta

VE90384

Fino

VE90382



• Cepillos Colores

VE90393

- Colores: azul, violeta, rosa y amarillo.
- Caja de 100 unidades.



COPAS PROFILAXIS

VE90322

- Caja con 100 unidades.



Colores	VE90393			
Blancos	VE90389	38,60 €	-15%	32,79 €
Fino	VE90382			
Punta	VE90384	27,61 €		23,45 €

La caja

-10%

19,07 €
17,16 €
La caja

ESTUCHES PARA PRÓTESIS

• Colores surtidos

VE97079

- Tamaño: 95 x 75 x 38 mm.
- Caja de 12 unidades.

-18%
6,97 €
5,69 €
La caja



• Tamaño XL • Azul

VE97080

- Tamaño extragrande: 100 x 85 x 38 mm.
- Caja de 8 unidades.

-15%
7,73 €
6,55 €
La caja



PARA ORTODONCIA

• Colores surtidos

VE97078

- Colores surtidos.
- Tamaño: 80 x 78 x 28 mm.
- Caja de 12 unidades.

5,30 €
La caja



