



orthodontics  
MEDICALINE

*Odontoemoción*



ortodoncia



Querido amigo:

Quizás nos conoces desde hace algún tiempo, o tal vez es la primera impresión que tienes de nosotros, sea como sea, si has llegado hasta aquí es porque estás interesado en saber quién es Medicaline.

Aunque te sorprenda, nos gustaría describirnos echando la vista atrás. Estamos seguros que recuerdas el día exacto en el que decidiste ser odontólogo. Ese momento en el que empleaste tu vida en estudiar como médico pero en el que, además, te atreviste a tener la sensibilidad del mejor de los artistas.

Aquel instante en el que fuiste psicólogo y convertiste frustraciones, miedos e inseguridades en alegrías y salud. Cuando construiste superficies complejas como el ingeniero mejor preparado pero con la dulzura de un artesano que esculpe con delicadeza y cariño.

O nuestro momento favorito, ese minuto exacto en el que fuiste el mejor de los fotógrafos buscando la imagen perfecta en los labios de todo aquel que acudió a ti.


A todo ese cúmulo de sensaciones nosotros las hemos llamado Odontoemoción.


Y eso es Medicaline, Odontoemoción.

*Odontoemoción*



<b>Brackets y tubos</b> .....	<b>7</b>
Brackets metálicos Jazz .....	10
Brackets metálicos Jazz Mini.....	11
Brackets metálicos autoligados Opera.....	12
Brackets cerámicos con slot metálico Blues Slot ...	14
Tubos de cementado directo Tempo.....	16
<b>Arcos</b> .....	<b>19</b>
Arcos de acero Armonie Stainless .....	22
Arcos súper elásticos Armonie Flex .....	23
Arcos térmicos Armonie Thermal.....	24
Arcos estéticos Armonie Aesthetic .....	25
<b>Elásticos</b> .....	<b>27</b>
Ligaduras elásticas .....	29
Cadenetas.....	29
<b>Accesorios</b> .....	<b>31</b>
Máscara facial multiajustable (Petit).....	33
Coils Ni-Ti.....	34
Ganchos crimpables.....	35
Botón lingual .....	35
<b>Adhesivos</b> .....	<b>37</b>
Ácido grabador .....	38
Adhesivo ortodóntico .....	38
Composite ortodóntico.....	39
Ionómero de vidrio.....	39
<b>Instrumental y fresas</b> .....	<b>41</b>
Alicates para alineadores .....	43
Alicates de corte.....	44
Alicates de utilidad.....	45
Alicates conformadores .....	46
Pinzas para brackets y tubos.....	46
Instrumentos manuales .....	47
Fresas .....	47
<b>Medicaline junior</b> .....	<b>49</b>
Set de colorines .....	50
Portacepillo .....	50
Guardadientes.....	51
Colgante para dientes de leche .....	51
<b>Artículos especiales</b> .....	<b>53</b>
Taza para mezcla de alginato .....	54
Espátulas .....	54
Estuches para ortodoncia.....	54
Puntas Ortho-Strips.....	55
Medidor de espacios IPR .....	55
Contra-ángulo .....	55





orthodontics  
**MEDICALINE**

BRACKETS Y TUBOS







## Brackets Jazz & Jazz Mini

- Brackets metálicos -

### Hook Securelock

Seguridad y retención

Nuestro novedoso diseño del Hook evoluciona la tradicional forma de esfera creando un ángulo de 90° en forma de hongo que evita visitas innecesarias del paciente a la clínica gracias a una superior fijación de elastómeros y accesorios.

#### Facilidad de manejo


- Base de malla de 80 hilos, otorga un cementado óptimo.
- Fabricado con tecnología MIM.
- Técnica 100% arco recto, disponible Roth (0,18" - 0,22") y MBT (0,22").

#### Confort del paciente

- Morfología anatómica para mayor comodidad de su paciente.
- Hook pulidos y redondeados para minimizar la irritación de los tejidos blandos.
- Bajo contenido en níquel, 4% NI.



Forma anatómica




Base de malla de 80 hilos

También disponible en formato Jazz mini. Mismas características, un 20% más pequeño.

Para quien busca mayor estética.



## Brackets metálicos Jazz



Kit · 5 · 5 U/L Hook 3,4,5 · 20 unidades

Prescripción Roth			Prescripción MBT		
.022"	ML95000	.018"	ML95020	.022"	ML95040

Reposiciones · 10 unidades

	Torque	↗	↔	Roth .022"	Roth .018"	Torque	↗	↔	MBT .022"	
U1R	+12°	+5°	.144"	ML95005	ML95025	+17°	+4°	.144"	ML95045	U1R
U1L				ML95001	ML95021				ML95041	U1L
U2R	+8°	+9°	.108"	ML95006	ML95026	+10°	+8°	.108"	ML95046	U2R
U2L				ML95002	ML95022				ML95042	U2L
U3R	0°	+11°	.136"	ML95007	ML95027	0°	+9°	.136"	ML95047	U3R
U3L				ML95003	ML95023				ML95043	U3L
U4 / 5R	-7°	0°	.120"	ML95008	ML95028	-7°	0°	.120"	ML95048	U4 / 5R
U4 / 5L				ML95004	ML95024				ML95044	U4 / 5L
L1 / 2L	0°	0°	.098"	ML95009	ML95029	-6°	0°	.098"	ML95049	L1 / 2L
L1 / 2R				ML95013	ML95033				ML95053	L1 / 2R
L3L	-11°	+5°	.128"	ML95010	ML95030	0°	+3°	.128"	ML95050	L3L
L3R				ML95014	ML95034				ML95054	L3R
L4L	-17°	0°	.120"	ML95011	ML95031	-12°	+2°	.120"	ML95051	L4L
L4R				ML95015	ML95035				ML95055	L4R
L5L	-22°	0°	.120"	ML95012	ML95032	-17°	+2°	.120"	ML95052	L5L
L5R				ML95016	ML95036				ML95056	L5R

↗ = Angulación

↔ = Ancho


MBT es una marca registrada de 3M Unitek.



MINI



Brackets metálicos Jazz Mini



Kit · 5 · 5 U/L Hook 3,4,5 · 20 unidades  
 Prescripción Roth      Prescripción MBT  
 .022"   ML95100   .018"   ML95120   .022"   ML95140

Reposiciones · 10 unidades										
	Torque	↗	↔	Roth .022"	Roth .018"	Torque	↗	↔	MBT .022"	
U1R	+12°	+5°	.113"	ML95105	ML95125	+17°	+4°	.113"	ML95145	U1R
U1L				ML95101	ML95121				ML95141	U1L
U2R	+8°	+9°	.106"	ML95106	ML95126	+10°	+8°	.106"	ML95146	U2R
U2L				ML95102	ML95122				ML95142	U2L
U3R	0°	+11°	.119"	ML95107	ML95127	-7°	+9°	.119"	ML95147	U3R
U3L				ML95103	ML95123				ML95143	U3L
U4 / 5R	-7°	0°	.110"	ML95108	ML95128	-7°	0°	.110"	ML95148	U4 / 5R
U4 / 5L				ML95104	ML95124				ML95144	U4 / 5L
L1 / 2L	0°	0°	.093"	ML95109	ML95129	-6°	0°	.093"	ML95149	L1 / 2L
L1 / 2R				ML95113	ML95133				ML95153	L1 / 2R
L3L	-11°	+5°	.108"	ML95110	ML95130	-6°	+3°	.108"	ML95150	L3L
L3R				ML95114	ML95134				ML95154	L3R
L4L	-17°	0°	.110"	ML95111	ML95131	-12°	+2°	.110"	ML95151	L4L
L4R				ML95115	ML95135				ML95155	L4R
L5L	-22°	0°	.110"	ML95112	ML95132	-17°	+2°	.110"	ML95152	L5L
L5R				ML95116	ML95136				ML95156	L5R

↗ = Angulación      ↔ = Ancho      MBT es una marca registrada de 3M Unitek.

Recomendamos el uso de los composites específicos para brackets como los de la línea Medicaline Orthodontics.



## Brackets Opera

- Brackets metálicos autoligables pasivos de baja fricción -

### Más que un autoligado...

Con un simple gesto Opera supera las limitaciones del autoligado convencional, ofreciendo la posibilidad de convertirse en un bracket gemelar para conseguir mayor control de rotación en la última fase del tratamiento.




#### Facilidad de manejo

- Instrumento propio para la manipulación del clip.
- Base de malla de 80 hilos, otorga un cementado óptimo.
- Fabricado con tecnología MIM.
- Técnica 100% arco recto, disponible Rot (0,18" - 0,22") y MBT (0,22").


#### Confort del paciente

- Pasivo, trabaja con baja fricción.
- Morfología anatómica para mayor comodidad de su paciente.
- Diseño abierto, permite una máxima higiene del paciente.

Diseño abierto



Base de malla de 80 hilos




Morfología anatómica



## ► Brackets metálicos autoligados Opera



Instrumento de apertura  
ML95680



Kit · 5 - 5 U/L Hook 3,4,5 · 20 unidades

Prescripción Roth		Prescripción MBT	
.022"	ML95600	.018"	ML95620
		.022"	ML95640

Reposiciones · 5 unidades

	Torque	↗	↔	Roth .022"	Roth .018"	Torque	↗	↔	MBT .022"	
U1R	+12°	+5°	.118"	ML95605	ML95625	+17°	+4°	.130"	ML95645	U1R
U1L				ML95601	ML95621				ML95641	U1L
U2R	+8°	+9°	.102"	ML95606	ML95626	+10°	+8°	.110"	ML95646	U2R
U2L				ML95602	ML95622				ML95642	U2L
U3R	-2°	+10°	.110"	ML95607	ML95627	-7°	+8°	.118"	ML95647	U3R
U3L				ML95603	ML95623				ML95643	U3L
U4 / 5R	-7°	0°	.106"	ML95608	ML95628	-7°	0°	.110"	ML95648	U4 / 5R
U4 / 5L				ML95604	ML95624				ML95644	U4 / 5L
L1 / 2L	0°	0°	.094"	ML95609	ML95629	-6°	0°	.094"	ML95649	L1 / 2L
L1 / 2R				ML95613	ML95633				ML95653	L1 / 2R
L3L	-11°	+7°	.110"	ML95610	ML95630	0°	+3°	.130"	ML95650	L3L
L3R				ML95614	ML95634				ML95654	L3R
L4L	-17°	0°	.106"	ML95611	ML95631	-12°	0°	.110"	ML95651	L4L
L4R				ML95615	ML95635				ML95655	L4R
L5L	-22°	0°	.106"	ML95612	ML95632	-17°	0°	.110"	ML95652	L5L
L5R				ML95616	ML95636				ML95656	L5R

↗ = Angulación

↔ = Ancho

MBT es una marca registrada de 3M Unitek.



## Brackets Blues Slot

- Brackets cerámicos con slot metálico -

### Máxima estética, mínima fricción

La combinación ideal para satisfacer las necesidades estéticas de tu paciente y tus exigencias clínicas.




#### Facilidad de manejo

- Base en forma de cola de Milano, para un mejor descementado.
- Técnica 100% arco recto, disponible Roth (0,18" - 0,22") y MBT (0,22").

#### Confort del paciente

- Slot metálico exento de níquel.
- Morfología anatómica para mayor comodidad de su paciente.

Ranura metálica sin níquel




Morfología anatómica

Base en forma de cola de Milano



## Brackets cerámicos con slot metálico Blues Slot



Kit · 5 - 5 U/L Hook 3,4,5 · 20 unidades

Prescripción Roth		Prescripción MBT	
.022"	ML95200-1	.018"	ML95220-1
.022"	ML95240-1		

Reposiciones · 5 unidades

	Torque	↗	↔	Roth .022"	Roth .018"	Torque	↗	↔	MBT .022"	
U1R	+12°	+5°	.144"	ML95205-1	ML95225-1	+17°	+4°	.144"	ML95245-1	U1R
U1L				ML95201-1	ML95221-1				ML95241-1	U1L
U2R	+8°	+9°	.108"	ML95206-1	ML95226-1	+10°	+8°	.108"	ML95246-1	U2R
U2L				ML95202-1	ML95222-1				ML95242-1	U2L
U3R	0°	+11°	.136"	ML95207-1	ML95227-1	0°	+9°	.136"	ML95247-1	U3R
U3L				ML95203-1	ML95223-1				ML95243-1	U3L
U4 / 5R	-7°	0°	.120"	ML95208-1	ML95228-1	-7°	0°	.120"	ML95248-1	U4 / 5R
U4 / 5L				ML95204-1	ML95224-1				ML95244-1	U4 / 5L
L1 / 2L	0°	0°	.098"	ML95209-1	ML95229-1	0°	0°	.098"	ML95249-1	L1 / 2L
L1 / 2R				ML95213-1	ML95233-1	-6°	0°	.098"	ML95253-1	L1 / 2R
L3L	-11°	+5°	.128"	ML95210-1	ML95230-1	0°	+3°	.128"	ML95250-1	L3L
L3R				ML95214-1	ML95234-1				ML95254-1	L3R
L4L	-17°	0°	.120"	ML95211-1	ML95231-1	-12°	+2°	.120"	ML95251-1	L4L
L4R				ML95215-1	ML95235-1				ML95255-1	L4R
L5L	-22°	0°	.120"	ML95212-1	ML95232-1	-17°	+2°	.120"	ML95252-1	L5L
L5R				ML95216-1	ML95236-1				ML95256-1	L5R

↗ = Angulación

↔ = Ancho

MBT es una marca registrada de 3M Unitek.





## Tubos Tempo

- Tubos bucales de cementado directo -

### Marca el tiempo

La extrema delicadeza del pulido de Tempo minimiza la fricción del slot permitiéndote un mayor control y eficacia en tus tratamientos.



#### Facilidad de manejo

- Base moldeada y contorneada con malla de 80 hilos para facilitar el cementado.
- Amplio orificio de entrada para introducción del arco.
- Fabricado con tecnología MIM.
- Técnica 100% arco recto, disponible Roth (0,18" - 0,22") y MBT (0,22").

#### Confort del paciente

- Gancho de bola ajustable para mayor comodidad.
- Bajo perfil.
- Sin rebabas ni soldaduras.







► Tubos de cementado directo Tempo



Kit · 1<sup>er</sup> y 2<sup>o</sup> molar · 8 unidades

Prescripción Roth				Prescripción MBT	
.022"	ML95800	.018"	ML95810	.022"	ML95820

Reposiciones · 10 unidades

	Torque	↗	↔	Roth .022"	Roth .018"	Torque	↗	↔	MBT .022"	
U6R	-10°	+10°	.145"	ML95801	ML95811	-14°	+10°	.145"	ML95821	U6R
U6L				ML95802	ML95812				ML95822	U6L
U7R	-10°	+10°	.145"	ML95803	ML95813	-14°	+10°	.145"	ML95823	U7R
U7L				ML95804	ML95814				ML95824	U7L
L6L	-25°	+5°	.145"	ML95806	ML95816	-20°	0°	.145"	ML95826	L6L
L6R				ML95805	ML95815				ML95825	L6R
L7L	-25°	+5°	.145"	ML95808	ML95818	-10°	0°	.145"	ML95828	L7L
L7R				ML95807	ML95817				ML95827	L7R

↗ = Angulación

↔ = Ancho

MBT es una marca registrada de 3M Unitek.





ARCOS








## Combinación perfecta

### Fuerza y flexibilidad


Las excelentes aleaciones de la familia de arcos Armonie consiguen una equilibrada transmisión de fuerza, logrando movimientos seguros y precisos para obtener resultados predecibles.



Comparativa de Fuerzas de deflexión en los planos de trabajo.  
Referencia: Arcos Rectangulares .016 x .022" \*



Comparativa de Fuerzas de deflexión en el plano de trabajo.  
Referencia: Arcos redondos .014" \*



Uso de los arcos Armonie según fases del tratamiento

	Fase inicial			Fase intermedia				Fase final			
	NIVELACIÓN	TORSIÓN	ROTACIÓN	COMPENSACIÓN DIENTE-ARCO	TORQUE	ROTACIÓN	RETRACCIÓN	COMPENSACIÓN DIENTE-ARCO	TORQUE	ROTACIÓN	RETRACCIÓN
Stainless	●		●	●●●	■	●●	●●	●●●	■	■	■
Flex	●●●	■	●●●	●●●	■	●●	●●	■	■	■	■
Thermal	●●●	■	●●●	●●●	■	●●	●●				
Aesthetic	●●●	■	●●●	●●●	■	●●	●●	■	■	■	■

● = Sección Redonda    ■ = Sección Rectangular


\* Fuentes: Catálogos Sentalloy/Neo Sentalloy de Dentsply GAC. Sentalloy y Neo Sentalloy son marcas registradas de Dentsply GAC. Medicaline Orthodontics no tiene vinculación alguna con estas empresas.



## Armonie Stainless

- Combinación perfecta: solidez y flexibilidad -

### Arcos de acero



## Redondos

Reposiciones  
25 unidades



		Natural Form	Ovoide Form
Superior	.012"	ML95901	ML96301
	.014"	ML95902	ML96302
	.016"	ML95903	ML96303
	.018"	ML95904	ML96304
	.020"	ML95905	ML96305
Inferior	.012"	ML95906	ML96306
	.014"	ML95907	ML96307
	.016"	ML95908	ML96308
	.018"	ML95909	ML96309
	.020"	ML95910	ML96310



## Rectangulares

Reposiciones  
10 unidades



		Natural Form	Ovoide Form
Superior	.016"x.016"	ML96001	ML96401
	.016"x.022"	ML96002	ML96402
	.017"x.025"	ML96003	ML96403
	.018"x.025"	ML96004	ML96404
	.019"x.025"	ML96005	ML96405
	.021"x.025"	ML96006	ML96406
Inferior	.016"x.016"	ML96007	ML96407
	.016"x.022"	ML96008	ML96408
	.017"x.025"	ML96009	ML96409
	.018"x.025"	ML96010	ML96410
	.019"x.025"	ML96011	ML96411
	.021"x.025"	ML96012	ML96412

#### Facilidad de manejo

- Recomendado para todas las fases de tratamiento: iniciales, intermedias y finales.
- Alta resistencia y dureza adecuada.
- Fácil de doblar.

#### Confort del paciente


- Baja fricción gracias al sistema de superpulido



## Armonie Flex

- Rendimiento de calidad superior y resultados más rápidos -

### Arcos súper elásticos



## Redondos

Reposiciones  
10 unidades



		Natural Form	Ovoide Form
Superior	.012"	ML95911	ML96321
	.014"	ML95912	ML96322
	.016"	ML95913	ML96323
	.018"	ML95914	ML96324
	.020"	ML95915	ML96325
Inferior	.012"	ML95916	ML96326
	.014"	ML95917	ML96327
	.016"	ML95918	ML96328
	.018"	ML95919	ML96329
	.020"	ML95920	ML96330



## Rectangulares

Reposiciones  
10 unidades



		Natural Form	Ovoide Form
Superior	.016"x.016"	ML96021	ML96421
	.016"x.022"	ML96022	ML96422
	.017"x.025"	ML96023	ML96423
	.018"x.025"	ML96024	ML96424
	.019"x.025"	ML96025	ML96425
	.021"x.025"	ML96026	ML96426
Inferior	.016"x.016"	ML96027	ML96427
	.016"x.022"	ML96028	ML96428
	.017"x.025"	ML96029	ML96429
	.018"x.025"	ML96030	ML96430
	.021"x.025"	ML96032	ML96432

#### Facilidad de manejo

- Excelente memoria y alta resiliencia.
- Recomendado para las fases de tratamiento intermedias y finales.
- Optimizan el movimiento de los dientes muy mal posicionados.

#### Confort del paciente

- Otorga fuerzas ligeras y continuas.


# Armonie

S E R I E S



## Armonie Thermal

### Arcos térmicos



### Redondos

Reposiciones  
10 unidades



		Natural Form	Ovoide Form
Superior	.012"	ML95921	ML96341
	.014"	ML95922	ML96342
	.016"	ML95923	ML96343
	.018"	ML95924	ML96344
	.020"	ML95925	ML96345
Inferior	.012"	ML95926	ML96346
	.014"	ML95927	ML96347
	.016"	ML95928	ML96348
	.018"	ML95929	ML96349
	.020"	ML95930	ML96350



### Rectangulares

Reposiciones  
10 unidades



		Natural Form	Ovoide Form
Superior	.016"x.016"	ML96041	ML96441
	.016"x.022"	ML96042	ML96442
	.017"x.025"	ML96043	ML96443
	.018"x.025"	ML96044	ML96444
	.019"x.025"	ML96045	ML96445
	.021"x.025"	ML96046	ML96446
Inferior	.016"x.016"	ML96047	ML96447
	.016"x.022"	ML96048	ML96448
	.017"x.025"	ML96049	ML96449
	.018"x.025"	ML96050	ML96450
	.019"x.025"	ML96051	ML96451
	.021"x.025"	ML96052	ML96452

#### Facilidad de manejo

- Acepta curvas y dobleces, se liga con gran facilidad.
- Recomendado para las fases de nivelado y alineamiento.

#### Confort del paciente

- Es más suave con el periodonto.
- Ideal para pacientes adultos con apiñamientos extremos.





## Armonie Aesthetic

- Rendimiento óptimo y una gran resistencia -

### Arcos estéticos



#### Facilidad de manejo

- Excelente memoria y alta resiliencia.
- Recomendado para cualquier fase del tratamiento.
- Optimizan el movimiento de los dientes mal posicionados.

#### Confort del paciente

- Color natural al combinarlo con cualquier bracket estético.
- 3 capas de barniz de teflón de alta resistencia.




## Redondos

		Reposiciones 10 unidades	
			
		Natural Form	Ovoide Form
Superior	.012"	ML95931	ML96361
	.014"	ML95932	ML96362
	.016"	ML95933	ML96363
	.018"	ML95934	ML96364
	.020"	ML95935	ML96365
Inferior	.012"	ML95936	ML96366
	.014"	ML95937	ML96367
	.016"	ML95938	ML96368
	.018"	ML95939	ML96369
	.020"	ML95940	ML96370



## Rectangulares

		Reposiciones 10 unidades	
			
		Natural Form	Ovoide Form
Superior	.016"x.016"	ML96061	ML96461
	.016"x.022"	ML96062	ML96462
	.017"x.025"	ML96063	ML96463
	.018"x.025"	ML96064	ML96464
	.019"x.025"	ML96065	ML96465
	.021"x.025"	ML96066	ML96466
Inferior	.016"x.016"	ML96067	ML96467
	.016"x.022"	ML96068	ML96468
	.017"x.025"	ML96069	ML96469
	.018"x.025"	ML96070	ML96470
	.019"x.025"	ML96071	ML96471
	.021"x.025"	ML96072	ML96472





orthodontics  
**MEDICALINE**  
ELÁSTICOS



## Ligaduras elásticas



### Facilidad de manejo

- El diseño mejorado facilita la ligadura.
- Alta resistencia a la degradación.

### Confort del paciente

- Alta elasticidad, libres de látex.
- Disponibles en 12 colores.

Surtidos			
Natural		1008 unidades	ML96500
Spring		1008 unidades	ML96501
Clear	Perla  Transparente	1008 unidades	ML96502
Reposiciones			
Silver	Plata	1008 unidades	ML96503
Clear	Transparente		ML96504

## Cadenetas

### Facilidad de manejo


- Excelente capacidad de recuperación.
- Disponibles en formato cerrado, abierto y largo.

### Confort del paciente

- Alta elasticidad, libres de látex.
- Colores plata y transparente.



Clear (Transparente)	Cerrada	Rollo de 15 ft (4,57 m)	ML96604
	Abierta		ML96605
	Larga		ML96606
Silver (Plata)	Cerrada		ML96601
	Abierta		ML96602
	Larga		ML96603





orthodontics  
**MEDICALINE**

ACCESORIOS







► **Máscara facial multiajustable (Petit)**

Facilidad de manejo

- Indicadas para las clases III.
- Diseño ergonómico y fácil de ajustar a la anatomía facial.

Confort del paciente

- Máxima comodidad para el paciente.
- Muy ligera.

1 unidad	
Azul	ML96728
Roja	ML96729
Perla	ML96730

## Coils Ni-Ti




### Cerrados


### Abiertos

Sobre de 10 unidades

Sobre de 3 unidades



d: 0.010" (0,25mm)  
D: 0.030" (0,76mm)



d: 0.010" (0,25mm)  
D: 0.033" (0,80mm)

Cerrados			Abiertos	
Fuerza:	Light	Medium	Fuerza:	Light
L: 0.35"(9mm)	ML96701	ML96702	L: 7"(177,8mm)	ML96711
L: 0.47"(12mm)	ML96703	ML96704		

#### Facilidad de manejo

- Ojales de anclaje para un ajuste rápido y seguro.
- Tracción constante de larga duración.

#### Confort del paciente

- Fácil de ajustar al gancho del bracket.

#### Facilidad de manejo

- Fácil de usar, medir, cortar, colocarlo en el arco y ligar.
- Ideal para tratar dientes muy apiñados.

#### Confort del paciente

- Muy útiles para tratar a pacientes poco cooperativos.
- Fuerza variable, comienzan con una fuerza inicial que disminuye en seis semanas.

## Ganchos crimpables

ML96834



### Facilidad de manejo

- Gancho rectangular que permite realizar ligaduras bidireccionalmente.
- Aleación especial para mayor agarre.
- Caras internas estriadas para evitar deslizamientos.

### Confort del paciente

- Longitud estándar del gancho.
- Slot universal.
- Fabricados en acero inoxidable.

Kit de 10 unidades.

## Botón lingual

ML96760



### Facilidad de manejo

- Botón de cementado directo.
- Base universal, para superficies planas y curvas.
- Excelente retención de cadenas y elásticos.
- Malla de 80 hilos.

### Confort del paciente

- Con bordes perfectamente redondeados, sin rebabas.

Kit de 10 unidades.





orthodontics  
**MEDICALINE**

ADHESIVOS

## ▶ Ácido grabador

ML96902



Facilidad de manejo

- Excelente viscosidad y manejo.
- Libre de sílice.

Confort del paciente

- Libera oxígeno al grabar.

4 jeringas de 1,2 ml de etchant gel +  
8 puntas dispensadoras.

## ▶ Adhesivo Ortodóntico

ML96901



Facilidad de manejo

- Compatible con todo tipo de brackets.
- Hidrofóbico.

Confort del paciente

- No reseca, sin relleno.

Frasco de 3 ml.

## Composite ortodóntico



### Facilidad de manejo

- Su viscosidad permite fijar el bracket sin que resbale.
- Tiempo de manipulación ilimitado.
- Adhesión a metal, cerámica y plástico.

### Confort del paciente

- Libera flúor.

4S Kit	4 jeringas de 5 g de Composite + 7 ml de Adhesivo Ortodóntico + 7 ml de Etchant Líquido + Accesorios	ML96904
1S Kit	1 jeringa de 5 g de Composite + 3 ml de Adhesivo Ortodóntico + 1,2 ml de Etchant Gel + Accesorios	ML96905
Reposición	Jeringa de 5 g de pasta	ML96906



## Ionómero de vidrio

ML96903



### Facilidad de manejo

- Fraguado dual.
- Color azul de fácil contraste, fácil de limpiar.
- Ideal pa el levante de mordida.

### Confort del paciente

- Liberación continua de flúor.

1 jeringa Automix de 10 g + 5 puntas de mezcla + 5 puntas intraorales + instrucciones.







INSTRUMENTAL Y FRESAS

## ► Alicates para alineadores

Los alicates para alineadores invisibles Medicaline son instrumentos fabricados en acero inoxidable específicamente diseñados para resaltar, precisar y perfeccionar la biomecánica de los alineadores invisibles.



Alicate conformador vertical

ML40796

- Con el alicate de pliegue vertical se potencia la torsión de las raíces de los dientes individuales, realizando huecos en el borde labial o lingual de cualquier diente.
- También se puede formar una depresión en la muesca o en el lado gingival de los ataches para aumentar la retención del retenedor.



Alicate perforador (botones) 6mm

ML40793

- Se usan para realizar un corte en el lado lingual del incisivo central con fin de que los alineadores no presionen la papila dental.
- También se puede realizar una muesca semicircular en el lado labial del retenedor a nivel de cualquier diente que deba llevar colocado un bracket o botón adhesivo.



Alicate conformador horizontal

ML40795

- Los alicates de pliegue horizontal se usan para girar los dientes en el ángulo de la línea media mesial y distal para mejorar el control de los dientes giroversionados.



Alicate perforador de muescas

ML40794

- Con el alicate perforador muesca se pueden realizar ángulos de diferentes profundidades para formar ganchos de tracción.
- La dirección del gancho se puede ajustar libremente para que los elásticos encajen.
- El gancho de tracción en forma de lágrima se puede utilizar para tracción tipo 2, tracción tipo 3, tracción triangular y tracción antihoraria.
- También se pueden crear ganchos para crear tracción de dientes elongados.




Alicate punto de presión

ML40797

- Diseñado para crear puntos de presión en el alineador.
- Con este alicate podremos terminar de rotar incisivos e incluso caninos.




## Alicates de corte




A	Alicate de corte distal mini de tungsteno · Máx: .022" x .028" (0,56 x 0,70 mm) · Rectangular.	CM40705
B	Alicate de corte distal universal de tungsteno · Máx: .022" x .028" (0,56 x 0,70 mm) · Rectangular.	CM40706
C	Alicate de corte distal Flush con inserción metálica · Máx: .022" x .028" (0,56 x 0,70 mm) · Rectangular.	CM40707
D	Alicate para cortar alambre inserción metálica · Máx: .015" (0,40 mm) · Circular.	CM40708
E	Alicate de corte de ligaduras de pins mini 15° de tungsteno · Máx: .015" (0,40 mm) · Circular.	CM40712
F	Alicate de corte de ligaduras mini de tungsteno · Máx: .015" (0,40 mm) · Circular.	CM40713
G	Seccionador de bandas · Máx: .015" (0,40 mm) · Circular.	CM40715

► Alicates de utilidad



A	Alicate Weingart estándar	CM40716
B	Alicate Weingart fino de tungsteno	CM40717
C	Alicate Weingart extra fino de tungsteno	CM40718
D	Alicate para bandas / brackets posteriores	CM40723
E	Alicate recto para retirar brackets	CM40729
F	Alicate angulado para retirar brackets	CM40730
G	Alicate Johnson para contornear coronas y bandas	CM40734

## ► Alicates conformadores



A	Alicate para conformar arcos linguales	CM40738
B	Alicate de tres puntas de Aderer mini	CM40741
C	Alicate de punta chata para contornear	CM40743
D	Alicate para formación de loops Omega	CM40744
E	Alicate universal Waldsachs	CM40755


Disponemos de toda la gama de alicates de ortodoncia Carl Martin. (Consulte a su promotor).

## ► Pinzas para brackets y tubos



A	Pinzas estándar para colocar brackets	CM40756
B	Pinzas finas para colocar brackets	CM40757
C	Pinzas para colocar brackets con posicionador alargado	CM40758
D	Pinzas de punta fina para colocar brackets	CM40759
E	Pinzas finas para tubos de cementado directo	CM40760

## Instrumentos manuales



A	Director de ligaduras doble Tucker	CM40769
B	Director de ligaduras doble Gingrass	CM40773
C	Calibre Boone. Permite seleccionar el bracket correcto para cementar a cada paciente. Cuatro medidas diferentes: 3,5, 4, 4,5 y 5 mm.	CM40783



## Fresas



- Fresas de carburo-tungsteno para una perfecta remoción del composite ortodóntico.
- Gracias a su orientación, sus aristas de corte eliminan el composite sin dañar el esmalte dental.



Caja de 6 unidades.		
A	Cónica Cilíndrica. Para superficies vestibulares.	IT23542-K
B	Balón de Rugby. Para superficies palatinas (tratamientos de ortodoncia lingual).	IT23732

Consulte el manual de cada fresa para una óptima operatividad en condiciones de velocidad y presión.







*Junior*  
MEDICALINE

## Set de colorines

ML97510

24 unidades.



## Portacepillo

ML97512

12 unidades.



## Guardadientes

ML97511

24 unidades.



## Colgante para dientes de leche

ML97500

5 unidades.







ARTÍCULOS ESPECIALES

## ▶ Taza para mezcla de alginato

ML09541



- Taza de goma blanda para batir alginato.
- Muy flexible.

1 unidad.

## ▶ Espátulas

ML09561



- Espátulas de nylon con mango ergonómico.

Bolsa de 12 unidades con colores surtidos.

## ▶ Estuches para ortodoncia

ML97078



- Cajas fabricadas en plástico de alta calidad para guardar placas de ortodoncia.
- Disponible en colores surtidos.
- Tamaño 88 x 82 x 28 mm.

Caja de 12 unidades.


## ► Puntas Ortho-Strips



- Set de strips diamantados por ambos lados, para la reducción interdental bilateral del tamaño de los dientes (stripping).
- Uso con contra-ángulo Swingle de movimiento oscilante.

Kit Ortho-Strips 060B. Caja de 4 unidades.	IT26740
Ortho-Strips 60 µm. Caja de 3 unidades.	IT95107-3
Ortho-Strips 40 µm. Caja de 3 unidades.	IT95105-3
Ortho-Strips 25 µm. Caja de 3 unidades.	IT95108-3
Ortho-Strips 15 µm. Caja de 3 unidades.	IT95106-3

## ► Medidor de espacios IPR



- Instrumento manual de acero inoxidable para medir el espacio generado por reducción interproximal.
- Disponible en 8 grosores diferentes.

Set	
Set de 0,10 a 1,00 mm (1 ud. de cada)	IT26655
Reposición · 3 unidades + 3 clips	
0,10 mm	IT26656
0,15 mm	IT26657
0,20 mm	IT26658
0,25 mm	IT26659
0,30 mm	IT26660
0,40 mm	IT26661
0,50 mm	IT26662
1,00 mm	IT26663

## ► Contra-ángulo



- Contra-ángulo pequeño y ergonómico con movimiento oscilante para limas diamantadas y stripping ortodóntico.
- Dos funciones: movimiento de rotación libre y posición fija.

Swingle WG-69	Con Luz	IT29911
	Sin Luz	IT29913

Starter Kit: Contra ángulo + expulsador + limpiador boquilla con spray + 3 unidades OrthoStrip (OS90, OS40, OS15).



[www.medicaline.es](http://www.medicaline.es)

info@medicaline.es · 964 25 25 52

Pol. Ind. Ciudad del Transporte · C/ Luxemburgo, 75  
12006 · Castellón · España

Solicite los productos Medicaline a su depósito dental.