




Odontoemoción



fresas





By  **Intensiv** *Swiss Dental Products* specially for



MEDICALINE



Diamante Natural



PRECISIÓN

DURABILIDAD




CORTE



EFICACIA



FORMAS



LEYENDA

Símbolos



Preparación de cavidades



Preparación de prótesis



Acabado de restauraciones



Angulación de la punta

Grano

Coarse · Grueso

Medium · Medio

Fine · Fino

Métrica

125 µm

80 µm

40 µm

Bola

801 · Bola



ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018	023	029
FG						
Grano Grueso	C Coarse	ML23401	ML23401-4	ML23401-6	ML23401-8	ML23401-A
Grano Medio	M Medium	ML22903	ML21006	ML22905	ML21008	ML20210
Grano Fino	F Fine	ML23455-2	ML23455-4	ML23455-6	ML23455	ML23456



801L · Bola larga



ISO Ø 1/10 mm	016
L (mm)	8,5
Grano Grueso	C Coarse
Grano Medio	M Medium
Grano Fino	F Fine

Cono Invertido

805 · Cono invertido



ISO Ø 1/10 mm	012	014	016
FG			
L (mm)	1,0	1,5	1,5
Grano Grueso	C Coarse	ML23449	ML23449-1
Grano Medio	M Medium	ML21027	ML20228
Grano Fino	F Fine	ML23482-2	ML23482-4



807 · Cono invertido largo



ISO Ø 1/10 mm	012	016	018
FG			
L (mm)	4,0	5,2	5,5
Grano Grueso	C Coarse	ML23402-2	ML23402-6
Grano Medio	M Medium	ML20243	ML20246
Grano Fino	F Fine	ML23481-2	ML23481-4

Pera

830 · Pera



ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	012	014
L (mm)	3,0	3,0	3,0
Grano Grueso	ML23404	ML23405	ML23406
Grano Medio	ML20305	ML21106	ML20311
Grano Fino	ML23483-0	ML23483-2	ML23483-4



830L · Pera larga



ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	4,2	4,5
Grano Grueso	ML23405-L	ML23405-M
Grano Medio	ML20300	ML20310
Grano Fino	ML23462-2	ML23462-1

Cilíndricas

835KR · Cilindro corta-borde redondeado



ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	012	014
L (mm)	4,0	4,0	4,0
Grano Grueso	ML23412	ML23413	ML23414
Grano Medio	ML20321-0	ML20321-2	ML20321-4
Grano Fino	ML23484-0	ML23484-2	ML23484-4








835 · Cilindro corto



ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	012	014
L (mm)	4,0	4,0	4,0
Grano Grueso	ML23409	ML23410	ML23411
Grano Medio	ML21117	ML21118	ML20319
Grano Fino	ML23486-0	ML23486-2	ML23486-4


► Cilíndricas



836 · Cilindro corto hombro paralelo 






ISO Ø 1/10 mm			
FG 	012	014	018
L (mm)	6,0	6,0	6,0
Grano Grueso 	ML23411-2	ML23411-6	ML23411-8
Grano Medio 	ML20325	ML20326	ML20328
Grano Fino 	ML23487-2	ML23487-4	ML23487-8








nueva
REFERENCIA



837 · Cilindro larga hombro paralelo  






ISO Ø 1/10 mm			
FG 	012	014	016
L (mm)	8,0	8,0	8,0
Grano Grueso 	ML23415	ML23416	ML23417
Grano Medio 	ML20331	ML20332	ML20333
Grano Fino 	ML23462-A	ML23462-B	ML23462-C

837KR · Cilindro XL borde redondeado  

ISO Ø 1/10 mm		
FG 	012	014
L (mm)	8,0	8,0
Grano Grueso 	ML23418	ML23419
Grano Medio 	ML20332-K	ML20332-R
Grano Fino 	ML23488-2	ML23488-4





885 · Cilindro biselado  

ISO Ø 1/10 mm		
FG 	012	014
L (mm)	7,5	7,5
Grano Grueso 	ML23444	ML23445
Grano Medio 	ML20537	ML20538
Grano Fino 	ML23485-2	ML23485-4




Cilíndricas




881 · Cilindro redondeado  



ISO Ø 1/10 mm					
FG		012	014	016	018
L (mm)		8,0	8,0	8,0	8,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23441	ML23442	ML23443	ML23443-8
Grano Medio	M Medium	ML20525	ML20526	ML20527	ML20527-8
Grano Fino	F Fine	ML23489-2	ML23489-4	ML23489-6	ML23489-8

878 · Cilindro torpedo 

ISO Ø 1/10 mm				
FG		012	014	016
L (mm)		8,0	8,0	8,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23437	ML23438	ML23438-1
Grano Medio	M Medium	ML20496	ML20497	ML20498
Grano Fino	F Fine	ML23475-2	ML23475-4	ML23475



879 · Cilindro torpedo 

ISO Ø 1/10 mm			
FG		012	014
L (mm)		10,0	10,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23438-D	ML23438-A
Grano Medio	M Medium	ML20506	ML20507
Grano Fino	F Fine	ML23476-2	ML23476-4

Llama



862 · Llama cilindro

ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	8,0	8,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23447-1 ML23447-2
Grano Medio	M Medium	ML20460 ML20461
Grano Fino	F Fine	ML23491 ML23491-4

nueva
REFERENCIA

860 · Llama cilindro

ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	
L (mm)	5,0	
Grano Grueso	C Coarse	ML23445-A
Grano Medio	M Medium	ML20449
Grano Fino	F Fine	ML23477-0

Torpedo









878K · Torpedo cónico

ISO Ø 1/10 mm				
FG	012	014	016	018
L (mm)	8,0	8,0	8,0	8,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23438-3 ML23438-K	ML23438-6	ML23438-8
Grano Medio	M Medium	ML20501 ML20502	ML20503	ML20504
Grano Fino	F Fine	ML23495-2 ML23495-4	ML23495-6	ML23495-8

▶ Cónicas


845 · Cónica corta

ISO Ø 1/10 mm			
FG 	012	014	
L (mm)	4,0	4,0	
Grano Grueso 	C Coarse	ML23425-2	ML23425-4
Grano Medio 	M Medium	ML20358	ML20359
Grano Fino 	F Fine	ML23490-2	ML23490-4











848 · Cónica larga

ISO Ø 1/10 mm				
FG 	014	016	018	
L (mm)	10,0	10,0	10,0	
Grano Grueso 	C Coarse	ML23423-4	ML23423	ML23424
Grano Medio 	M Medium	ML20380	ML20381	ML20382
Grano Fino 	F Fine	ML23492-4	ML23492-6	ML23492-8




856 · Cónica redondeada

ISO Ø 1/10 mm					
FG 	012	014	016	018	
L (mm)	8,0	8,0	8,0	8,0	
Grano Grueso 	C Coarse	ML23432-1	ML23432	ML23433	ML23434
Grano Medio 	M Medium	ML20423	ML20424	ML20425	ML20426
Grano Fino 	F Fine	ML23467	ML23468	ML23469	ML23470

Lanza

852 · Lanza de cono apuntado

ISO Ø 1/10 mm		
FG	014	018
L (mm)	6,0	6,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23430-A
Grano Medio	M Medium	ML20398
Grano Fino	F Fine	ML23464



nueva
REFERENCIA



859 · Lanza de cono apuntado

ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	014	018
L (mm)	10,0	10,0	10,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23434-0	ML23434-4
Grano Medio	M Medium	ML20440	ML20442
Grano Fino	F Fine	ML23472	ML23473

955 · Lanza redondeada

ISO Ø 1/10 mm		
FG	008	010
L (mm)	4,0	4,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23446-B
Grano Medio	M Medium	ML20559-B
Grano Fino	F Fine	ML23496-B



nueva
REFERENCIA

Balón de Rugby



368 · Football apuntada



ISO Ø 1/10 mm	016	021	023
FG			
L (mm)	3,5	5,0	5,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23402	ML23402-1 ML23403
Grano Medio	M Medium	ML20222	ML20212-1 ML20212
Grano Fino	F Fine	ML23452	ML23453-1 ML23453

379 · Football redondeada



ISO Ø 1/10 mm	018	023
FG		
L (mm)	3,5	4,5
Grano Grueso	C Coarse	ML23448-8 ML23448
Grano Medio	M Medium	ML20249 ML20250
Grano Fino	F Fine	ML23451-8 ML23451-3



Rueda




909 · Rueda



ISO Ø 1/10 mm	039	
FG		
L (mm)	1,3	
Grano Grueso	C Coarse	ML23446
Grano Medio	M Medium	ML20555
Grano Fino	F Fine	ML23496-9

► Freseros




- Esterilizable en frío.
- Capacidad para 12 fresas.

CA	ML26606
FG	ML26602

► Cajas desinfección de fresas


Azul	ML26619
Rosa	ML26619-R







Odontoemoción



www.medicaline.es

info@medicaline.es · 964 25 25 52

Pol. Ind. Ciudad del Transporte · C/ Luxemburgo, 75
12006 · Castellón · España

Solicite los productos Medicaline a su depósito dental.